

***Prosedyre for rengjøring
av uniter ved
Det Odontologiske fakultet***


Side 1 av 2

IKO, Geitmyrsveien 71

***Det odontologiske fakultet
Institutt for klinisk odontologi***

*Utarbeidet av UiO/EA i
samarbeid med OD
Ansvarlig EA v/Grete Engen*

03.04.19



Utføres av renholder:

- Fjern avfall (ikke gule poser) og rengjør inne i skapene, sett i ny avfallspose
- Ta ut alle silene i spyttfontenen og legg disse i en bøtte vann tilsatt klorrent (Vitospeed). La de ligge ca.1 time i bøtte.
- Start alltid renhold ut fra ”rent mot urent” prinsippet.
- Bruk 1 stk. grønn microklut pr. unit, husk å skift sider på kluten.
- Spray sanitærmiddel i spyttfontenen, la virke.
- Start renholdet med en børste oppe i fontenen.
- Start renholdet i denne rekkefølge: lampe m/arm, instrumentbord, områdene rundt spyttfontenen og videre nedover.
- Tørk av stolen, start med hodestøtten, sete, vask videre under stol inkl. gulvstøtten og fotpedalen!

- Til slutt tas silene fra bøtten, skylles i rent vann, og settes på plass i en ren unit.
 - Tilslutt rengjøres det øvrige inventaret i båsen som arbeidsbenk, servant, lyskasse, dispensere, flekker på vegger og dører.
 - Fotpedal skal legges på gulv etter rengjøring.
-

Utføres av klinikkpersonale eller studenter:

- Studentene skal selv desinfiserer unitene etter utført renhold.
- Studentene skal løfte opp stolene etter avsluttet dag, fotpedalen skal ligge på gulvet.
- Blod og flekker fjernes.
- Hyller/bord hvor det ligger instrumenter skal studentene selv rengjøre.